

小型卓上ボルテックスミキサー

WSC-2800 MyMiniVortex (マイミニボルテックス)



タッチでミキシング  
小さくてかわいいデザイン！  
実験台のどこにでも置けます♪  
小型ながら力強い攪拌機能を搭載  
50mL コニカルチューブも攪拌可能！



2024 年価格改定版

# 仕様・価格



WSC-2800  
WEB サイト

型式・名称	WSC-2800 MyMiniVortex マイミニボルテックス
回転数	4000rpm
モード	タッチで運転 / ボタンで連続運転
回転軌道	4.5mm
攪拌可能液量	最大 50mL
電源	DC12V 0.6A
AC アダプタ	AC100 ~ 240V 50/60Hz 0.3A
寸法	110 (W) × 110 (D) × 86mm (H)
質量	1.1kg
使用環境	4℃ ~ 40℃ (結露なきこと)



商品コード	型式・名称	数量	価格
4002800	WSC-2800 MyMiniVortex (マイミニボルテックス)	1 台	41,800 円

## 関連製品

### スピンドダウン用小型遠心器



4 種類の  
遠心チューブ  
に対応

WSC-2700 MyMiniSpin  
(マイミニスピ)

¥55,000

### 傾斜式 振とう器



振とうムラの  
起きにくい  
メトロノーム方式

WSC-2400 シーソーシェーカー atto

¥148,000

### 回転式ローテーター



回転速度・角度の  
調整可能  
ターンテーブル 4 種

WSC-2900  
ローテーター atto

¥92,800

ターンテーブル別売  
¥28,800



# アトー株式会社

生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器  
開発/生産/販売/サービス

#### 主要製品

- 発光・蛍光イメージングシステム
- 画像解析ソフトウェア ●電気泳動装置
- 電気泳動関連試薬 ●ウエスタンブロット試薬
- ペリスタポンプ ●細胞培養・観察システム

- 東京本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2 ☎(03)5827-4861(代表) ☎(03)5827-6647
- 大阪支店 〒530-0044 大阪市北区東天満2-8-1 ☎(06)6136-1421(代表) ☎(06)6356-3625  
若杉センタービル別館 5F
- 技術開発センター 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6 ☎(03)5818-7560(代表) ☎(03)5818-7563  
◆メンテナンスサービスグループ ☎(03)5818-7567(代表) ☎(03)5818-7563

■URL <https://www.atto.co.jp/>

お問い合わせ WEB会員登録の上お問い合わせフォームをご利用ください。

2024.10