

ATTO Festa Final ゲル&試薬祭り！



おかげさまで2014年1月28日、「ATTO」は満50歳を迎えました。これもひとえに当社製品をご愛顧いただき支援くださったお客様のお陰です。

ATTOでは、この記念すべき50周年の前後1年間、お客様への感謝の意を込めて「ATTO 50th Anniversary Festa」を開催しております。

今回、Festa 最終企画として年度末に合わせた「既製ゲル」、「試薬」のお得なキャンペーンをご用意しました。アトーホームページからユーザー登録をして、Festaへご参加ください。

ATTO Festa Final 期間 2015年2月2日(月)～3月31日(火)

- ① ATTO 既製ゲル e・パジエル/c・パジエル購入時、1箱サービス(お一人様1回限り)
- ② ATTO 試薬シリーズ 30% OFF キャンペーン
- ③ 希望者全員に 50周年記念デザイン マグネクリップ・ミニをプレゼント

WEB ユーザー登録をして Festa にご参加ください

[参加方法]

- ① ATTO ホームページからユーザー登録
↓ <http://www.atto.co.jp/register>
- ② 登録完了メールを受信すれば登録完了です
↓
- ③ ATTO Festa キャンペーンを利用可能です

※ATTO 50th Anniversary Festa
会員限定企画利用時は、
登録者の「会員ID番号」「フルネーム」
を添えてご注文ください

A screenshot of the ATTO user registration form. The form is titled "ユーザー登録" (User Registration) and includes fields for "お名前" (Name), "フリガナ" (Kana Name), "性別" (Gender), "年齢" (Age), "メールアドレス" (Email Address), "パスワード" (Password), "確認パスワード" (Confirm Password), "郵便番号" (Postal Code), "都道府県" (Prefecture), "市区郡" (City/Town/Village), and "町名・番地" (Address). There are also checkboxes for "同意" (Agree) and "パスワードを記憶" (Remember Password). The form is set against a white background with blue and red accents.

ご用命はアトー株式会社または、
販売特約店までご連絡ください。

ATTO 試薬シリーズ 30% OFF

電気泳動の ATTO が贈る、一味違う試薬シリーズ
対象製品 30% OFF キャンペーン



「実験コストダウンを ATTO 高性能・高品質試薬で！」

試料抽出

細胞からのオルガネラやタンパク質の抽出

	製品コード	製品名	Festa価格	定価
リン酸緩衝 生理食塩溶液 (PBS)	2332380	WSE-7430 <i>EzPBS</i> (-) イージーPBS	3,500円	5,000円
タンパク質抽出キット (RIPAバッファー)	2332336	WSE-7420 <i>EzRIPA Lysis Kit</i> イージーリパライシスキット	6,300円	9,000円
オルガネラ抽出キット	2332337	WSE-7421 <i>EzSubcell Extract</i> イージーサブセルエクストラクト	26,600円	38,000円
オルガネラ分画キット	2332338	WSE-7422 <i>EzSubcell Fraction</i> イージーサブセルフラクション	26,600円	38,000円

試料調製

電気泳動用試料処理、タンパク質蛍光ラベル化

	製品コード	製品名	Festa価格	定価
SDS-PAGE用試料調製キット	2332330	AE-1430 <i>EzApply</i> イージーアプライ	4,760円	6,800円
2次元電気泳動用試料調製キット	2332335	AE-1435 <i>EzApply 2D Kit</i> イージーアプライ2Dキット	14,000円	20,000円
タンパク質蛍光標識キット	2332333	WSE-7010 <i>EzLabelFluoroNeo</i> イージーラベルフロロネオ	21,000円	30,000円

電気泳動

ポリアクリルアミドゲル作製用バッファー

	製品コード	製品名	Festa価格	定価
高性能ゲル作製用バッファー	2332327	WSE-7310 <i>EzGel Ace</i> イージーゲルエース	5,250円	7,500円
濃縮ゲル作製用バッファー	2332329	WSE-7155 <i>EzGel Stack</i> イージーゲルスタック	2,800円	4,000円
分離ゲル作製用バッファー	2332328	WSE-7150 <i>EzGel Sep</i> イージーゲルセップ	2,800円	4,000円

電気泳動

ポリアクリルアミドゲル泳動用バッファー

	製品コード	製品名	Festa価格	定価
SDS-PAGE用 泳動バッファー (Laemmli)	2332310	AE-1410 <i>EzRun</i> イージーラン	3,360円	4,800円
SDS-PAGE用 高分離泳動バッファー	2332320	AE-1412 <i>EzRunC+</i> イージーランC+	8,400円	12,000円
トリス-トリシン用泳動バッファー (低分子用)	2332325	AE-1415 <i>EzRunT</i> イージーランT	6,860円	9,800円
native-PAGE用 泳動バッファー	2332323	WSE-7055 <i>EzRun TG</i> イージーランTG	3,500円	5,000円
高速SDS-PAGE用 泳動バッファー	2332326	WSE-7065 <i>EzRun MOPS</i> イージーランMOPS	5,250円	7,500円

電気泳動

分子量マーカー

	製品コード	製品名	Festa価格	定価
SDS-PAGE用 分子量マーカー	2332340	AE-1440 <i>EzStandard</i> イージースタンダード	6,860円	9,800円
SDS-PAGE用 分子量マーカー	2332345	AE-1440-2 <i>EzStandard</i> イージースタンダード	13,300円	19,000円
SDS-PAGE用 青色分子量マーカー	2332347	AE-1450 <i>EzStandard PrestainBlue</i> イージースタンダードプレステインブルー	9,800円	14,000円
SDS-PAGE用 有色分子量マーカー	2332346	WSE-7020 <i>EzProtein Ladder</i> イージープロテインラダー	14,000円	20,000円
DNA分子量ラダーマーカー	2332342	WSE-7030 <i>EzDNA Ladder</i> イージーDNAラダー	10,500円	15,000円

ATTO Festa Final 期間 2015年2月2日(月)～3月31日(火)

試薬の詳細(仕様・用途・容量など)はアトーホームページを参照いただくか、お問い合わせください。

期間中 Festa 対象製品の梱包送料は弊社で負担いたします(通常定価 12,000円未満の場合 600円の梱包送料)

検出・回収

電気泳動後のゲル染色・検出

	製品コード	製品名	Festa価格	定価
CBB染色溶液	2332370	AE-1340 <i>EzStain AQua</i> イーゼーステインアクア	6,860円	9,800円
リバース(ネガティブ)染色キット	2332350	AE-1310 <i>EzStain Reverse</i> イーゼーステインリバース	11,200円	16,000円
銀染色試薬キット	2332360	AE-1360 <i>EzStain Silver</i> イーゼーステインシルバー	11,200円	16,000円
小容量 遠心ろ過チューブ	3521370	AB-1171 アトプレップMF	14,000円	20,000円
SDS除去試薬キット	2332390	AE-1390 <i>SDS-eliminant</i> SDS-エリミナント	9,800円	14,000円
タンパク質蛍光標識キット	2332333	WSE-7010 <i>EzLabelFluoroNeo</i> イーゼーラベルフロロネオ	21,000円	30,000円
DNA蛍光染色試薬	2332395	WSE-7130 <i>EzFluoroStainDNA</i> イーゼーフロロステインDNA	12,600円	18,000円

ブロットング

ウエスタンブロット用ブロットング溶液

	製品コード	製品名	Festa価格	定価
セミドライブロットング溶液	2332600	AE-1460 <i>EzBlot</i> イーゼーブロット	8,400円	12,000円
高速セミドライブロットング溶液	2332590	AE-1465 <i>EzFastBlot</i> イーゼーファストブロット	6,300円	9,000円
高分子高速セミドライブロットング溶液	2332595	AE-1465 <i>EzFastBlotHMW</i> イーゼーファストブロットHMW	5,250円	7,500円
タンク式ブロットング溶液	2332323	WSE-7055 <i>EzRun TG</i> イーゼーランTG	3,500円	5,000円

ブロッキング&洗浄

ブロッキング剤、膜洗浄溶液

	製品コード	製品名	Festa価格	定価
非タンパク質-ブロッキング溶液	2332615	AE-1475 <i>EzBlock Chemi</i> イーゼーブロッケミ	6,300円	9,000円
BSA-ブロッキング溶液	2332616	AE-1476 <i>EzBlock BSA</i> イーゼーブロッケBSA	6,300円	9,000円
カゼイン-ブロッキング溶液	2332617	AE-1477 <i>EzBlock CAS</i> イーゼーブロッケCAS	6,300円	9,000円
ウエスタンブロットング用 洗浄溶液 (TBS)	2332625	WSE-7230 <i>EzTBS</i> イーゼーTBS	3,500円	5,000円
ウエスタンブロットング用 洗浄溶液 (PBS)	2332380	WSE-7430 <i>EzPBS (-)</i> イーゼーPBS	3,500円	5,000円
10% Tween溶液	2332626	WSE-7235 <i>EzTween</i> イーゼーツイーン	1,820円	2,600円

ウエスタン検出

HRP 用発色・発光基質

	製品コード	製品名	Festa価格	定価
HRP用 発色基質	2332630	AE-1490 <i>EzWestBlue</i> イーゼーウエストブルー	8,400円	12,000円
HRP用 発光基質 (1液タイプ)	2332632	WSE-7110 <i>EzWestLumiOne</i> イーゼーウエストルミワン	6,650円	9,500円
HRP用 高感度発光基質 (小容量)	2332637	WSE-7120S <i>EzWestLumi plus</i> イーゼーウエストルミプラス	6,160円	8,800円
HRP用 高感度発光基質 (大容量)	2332638	WSE-7120L <i>EzWestLumi plus</i> イーゼーウエストルミプラス	19,950円	28,500円

ストリッピング

抗体を剥がしてリプローブ

	製品コード	製品名	Festa価格	定価
ウエスタン用 ストリッピング試薬	2332530	WSE-7240 <i>EzReprobe</i> イーゼーリプローブ	8,400円	12,000円

DNA 電気泳動

ローディングバッファー、泳動バッファー、分子量マーカー、染色検出、回収

	製品コード	製品名	Festa価格	定価
DNA電気泳動用ローディングバッファー	2332394	WSE-7040 <i>EzApply DNA</i> イーゼーアプライDNA	3,500円	5,000円
DNA電気泳動用バッファー	2332391	WSE-7050 <i>EzRun TAE</i> イーゼーランTAE	5,950円	8,500円
DNA電気泳動用バッファー	2332392	WSE-7051 <i>EzRun TBE</i> イーゼーランTBE	3,150円	4,500円
DNA分子量ラダーマーカー	2332342	WSE-7030 <i>EzDNA Ladder</i> イーゼーDNAラダー	10,500円	15,000円
銀染色試薬キット	2332360	AE-1360 <i>EzStain Silver</i> イーゼーステインシルバー	11,200円	16,000円
DNA蛍光染色試薬	2332395	WSE-7130 <i>EzFluoroStainDNA</i> イーゼーフロロステインDNA	12,600円	18,000円
小容量 遠心ろ過チューブ	3521370	AB-1171 アトプレップMF	14,000円	20,000円

ルミノメータ用試薬

抗酸化能測定、O₂⁻ 測定、生菌測定用発光試薬

	製品コード	製品名	Festa価格	定価
スーパーオキシド検出用 近赤外発光試薬	3512013	AB-2980 NIR-CLA	8,400円	12,000円
スーパーオキシド検出用 発光試薬	3512010	AB-2950 MPEC エムベック	3,500円	5,000円
抗酸化能測定キット	3512011	AB-2970 CLETA-S クレタ-s	14,000円	20,000円
メナジオン酸化還元反応系発光試薬	3512020	AB-2960 BactoLumix バクトルミックス	10,500円	15,000円

既製ゲル 1箱追加サービス

既製ゲル

e・パジエルシリーズ / c・パジエルシリーズ



e・パジエルシリーズ / c・パジエルシリーズ購入時、1箱追加サービス

購入製品と同一種類のゲルを1箱追加でサービスします。

- ※ Festa 会員お一人様 1回のサービスです
- ※複数箱発注の場合も追加サービスは1箱となります
- ※ E-T15S、E-R15S、パジエルシリーズは対象外となります

既製ゲル

e・パジエルシリーズ まとめ買いがお得です！




- ・2箱～4箱→12,300円/箱 (1箱あたり1,500円割引)
- ・5箱～9箱→11,100円/箱 (1箱あたり2,700円割引)
- ・10箱以上→9,800円/箱 (1箱あたり4,000円割引)


※まとめ買いは同じ種類のゲルのみ対象となります
e・パジエルは、アトー製ミニスラブ型電気泳動装置(旧製品を含む)でご使用いただけます。

下の仕様を参考にゲルを選択ください。ご購入は「商品コード」または「型式」でゲルをご指定ください。

	E-T型	E-R型	E-D型
コウム形状	14検体(4.2mm幅) 歯数16/両端はダミーウエル	18検体(2.9mm幅) 歯数20/両端はダミーウエル	フラット2D用(溝なし) ゲル長75mmまで
サンプル量	約24μL	約15μL	アガーゲル(A-M型)
ゲル濃度(%)	均一: 7.5/10/12.5/15 勾配: 5~20/10~20	均一: 7.5/10/12.5/15 勾配: 5~20/10~20	均一: 7.5/10/12.5 勾配: 5~20
主成分	ポリアクリルアミド Tris-HCl buffer	ポリアクリルアミド Tris-HCl buffer	ポリアクリルアミド Tris-HCl buffer
内容量	10枚/箱	10枚/箱	10枚/箱
保存	冷蔵 製造日より6ヶ月	冷蔵 製造日より6ヶ月	冷蔵 製造日より6ヶ月
商品コード	商品コード 型式	商品コード 型式	商品コード 型式
	2331800 E-T7.5L(10枚入)	2331700 E-R7.5L(10枚入)	2331940 E-D7.5L(10枚入)
	2331810 E-T10L(10枚入)	2331710 E-R10L(10枚入)	2331910 E-D10L(10枚入)
	2331820 E-T12.5L(10枚入)	2331720 E-R12.5L(10枚入)	2331920 E-D12.5L(10枚入)
	2331850 E-T15L(10枚入)	2331750 E-R15L(10枚入)	2331930 E-R520L(10枚入)
	2331830 E-T520L(10枚入)	2331730 E-R520L(10枚入)	
2331840 E-T1020L(10枚入)	2331740 E-R1020L(10枚入)		
定価(1箱)	13,800円		
2箱～4箱	12,300円/箱(1箱あたり1,500円割引)		
5箱～9箱	11,100円/箱(1箱あたり2,700円割引)		
10箱以上	9,800円/箱(1箱あたり4,000円割引)		



タンパク質の電気泳動



DNAの電気泳動



アトー株式会社

生化学・分子生物学・遺伝子工学研究機器
開発/生産/販売/サービス

主要製品

- ペリスタポンプ
- クロマトグラフ
- 電気泳動分析機器

- DNA分析機器
- 画像分析システム
- 発光分析装置
- バイオ研究機器
- 医療分析装置

- 本社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-2-2 ☎(03)5827-4861(代表) ☎(03)5827-6647
- ◆技術サービス ☎(03)5827-4873(代表) ☎(03)5827-4874
- 技術開発 〒110-0016 東京都台東区台東2-21-6 ☎(03)5818-7560(代表) ☎(03)5818-7563
- センター (東京都許可 医療機器製造業)
- 大阪支店 〒530-0044 大阪府北区東天満2-8-1 ☎(06)6136-1421(代表) ☎(06)6356-3625
- 若杉センタービル別館 5F

■ URL <http://www.atto.co.jp/>

■ e-mail : ホームページでユーザー登録後、お問い合わせください。