

# ELISA キット



## 【糖尿病用】



研究用試薬

商品コード	6027701
製品名	Mouse GIP, Total Assay Kit
動物種 <sup>※1</sup>	M
酵素 <sup>※2</sup>	HRP
抗原	GIP (1-42) + GIP(3-42) 総量 glucose-dependent insulinotropic polypeptide、インクレチン
検出範囲	1.56 ~ 100 pmol/L
検出感度	0.84 pmol/L
測定対象	EDTA- 血漿
メーカーリンク	<a href="https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4644">https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4644</a>
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥108,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。