

ELISA キット



【炎症用】



研究用試薬

商品コード	6027186
製品名	Human COX-2 Assay Kit
動物種 ^{※1}	H
酵素 ^{※2}	HRP
抗原	COX-2 (Cyclooxygenase-2)、prostaglandin endoperoxide H synthase
検出範囲	1.09 ~ 70 ng/mL
検出感度	0.25 ng/mL
測定対象	培養細胞抽出液
メーカーリンク	https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3878
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥108,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。