

ELISA キット



【アルツハイマー病用】



研究用試薬

商品コード	6027739
製品名	Human APL1 β 28 Assay Kit
動物種 ^{※1}	H
酵素 ^{※2}	HRP
抗原	APL1, APL2 (β -Amyloid precursor protein like protein 1, 2)
検出範囲	46.88 ~ 3,000 pg/mL
検出感度	3.18 pg/mL
測定対象	脳脊髄液, 培養上清
メーカーリンク	https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3928
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥108,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。