


ELISA キット



【血液用】



研究用試薬

| | |
|-------------------|---|
| 商品コード | 6027181 |
| 製品名 | Human ApoB-100 Assay Kit |
| 動物種 ^{※1} | H |
| 酵素 ^{※2} | HRP |
| 抗原 | Apolipoprotein B-100 |
| 検出範囲 | 0.13 ~ 8.4 μg/mL |
| 検出感度 | 0.03 μg/mL |
| 測定対象 | 血清, EDTA- 血漿, 培養上清 |
| メーカーリンク | https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3874 |
| 容量 | 96 |
| 容量単位 | Well |
| 保存温度 | 2-8℃ |
| 定価 | ¥108,000 |
| 毒劇 | 0 |
| 毒コメント | |
| 1N- 硫酸 | Stop Solution |

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。