


ELISA キット



【代謝用】



研究用試薬

商品コード	6027267
製品名	Human GPIHBP1 Autoantibody Assay Kit
動物種 ^{※1}	H
酵素 ^{※2}	HRP
抗原	GPIHBP1 (Glycosylphosphatidylinositol anchored high density lipoprotein binding protein 1)
検出範囲	0.008 ~ 0.500 U/mL
検出感度	0.001 U/mL
測定対象	血清, EDTA 血漿, ヘパリン血漿, ポストヘパリン EDTA- 血漿
メーカーリンク	https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=5249
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥132,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。