


# ELISA キット



【骨用】



研究用試薬

商品コード	6027363
製品名	Rat DMP1 Assay Kit
動物種 <sup>※1</sup>	R
酵素 <sup>※2</sup>	HRP
抗原	Dentin Matrix Protein 1(DMP1)
検出範囲	39.06 ~ 2,500 pg/mL
検出感度	4.04 pg/mL
測定対象	EDTA- 血漿, 血清, 培養上清
メーカーリンク	<a href="https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3897">https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3897</a>
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥141,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。