


ELISA キット



【糖尿病用】



研究用試薬

商品コード	6027201
製品名	Human GIP, Active form Assay Kit
動物種 ^{※1}	H
酵素 ^{※2}	HRP
抗原	活性型 GIP (1-42) のみ、glucose-dependent insulinotropic polypeptide、インクレチン
検出範囲	0.31 ~ 20.07 pmol/L
検出感度	0.24 pmol/L
測定対象	EDTA- 血漿
メーカーリンク	https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3885
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥108,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。