

ELISA キット



【アルツハイマー病用】



研究用試薬

商品コード	6027752
製品名	BACE1 Assay Kit
動物種 ^{※1}	H/M/R
酵素 ^{※2}	HRP
抗原	β-site APP(Amyloid Precursor Protein) Cleaving Enzyme1 (BACE1) アミロイドβタンパクのN末端で切断する酵素
検出範囲	1.56 ~ 100 ng/mL
検出感度	0.16 ng/mL
測定対象	脳組織抽出液, 培養細胞抽出液
メーカーリンク	https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3936
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥108,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。