


# ELISA キット



## 【抗体医療用】



研究用試薬

商品コード	6087319
製品名	Antibody to Omalizumab ELISA
動物種 <sup>※1</sup>	H
酵素 <sup>※2</sup>	HRP
抗原	free Omalizumab (Xolair®) に対する抗体 プレートコート : Omalizumab (Xolair®)
検出範囲	
検出感度	
測定対象	血清 血漿
メーカーリンク	<a href="https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4590">https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4590</a>
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥218,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。