


# ELISA キット



## 【アンジオテンシン用】



研究用試薬

|                   |                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商品コード             | 6082714                                                                                                                           |
| 製品名               | Angiotensin I (PRA) ELISA                                                                                                         |
| 動物種 <sup>※1</sup> | H                                                                                                                                 |
| 酵素 <sup>※2</sup>  | HRP                                                                                                                               |
| 抗原                | Angiotensin I (Plasma Renin activity)                                                                                             |
| 検出範囲              | 0.2 - 60 ng/mL                                                                                                                    |
| 検出感度              |                                                                                                                                   |
| 測定対象              | EDTA- 血漿                                                                                                                          |
| メーカーリンク           | <a href="https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4243">https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4243</a> |
| 容量                | 96                                                                                                                                |
| 容量単位              | Well                                                                                                                              |
| 保存温度              | 2-8℃                                                                                                                              |
| 定価                | ¥201,000                                                                                                                          |
| 毒劇                | 0                                                                                                                                 |
| 毒コメント             | 硫酸：安衛 MSDS                                                                                                                        |
| 1N- 硫酸            |                                                                                                                                   |

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。