


ELISA キット



【腫瘍用】



研究用試薬

商品コード	6027783
製品名	Mouse N-ERC/Mesothelin Assay Kit
動物種 ^{※1}	M
酵素 ^{※2}	HRP
抗原	N-ERC/Mesothelin (megakaryocyte potentiating factor)
検出範囲	0.5 ~ 32 ng/mL
検出感度	0.15 ng/mL
測定対象	血清, EDTA- 血漿, 培養上清
メーカーリンク	https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3952
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥165,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1: 動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2: 酵素 (標識) HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。