


# ELISA キット



## 【代謝用】



研究用試薬

商品コード	6082027
製品名	Estramet 2/16 EIA Kit (IA 520 11)
動物種 <sup>※1</sup>	H
酵素 <sup>※2</sup>	ALP
抗原	Estrogen Metabolite Ratio (2-Hydroxyestrogen/16 α -Hydroxyestrone)
検出範囲	0.63 - 20 µg/mL
検出感度	
測定対象	尿
メーカーリンク	<a href="https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3966">https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3966</a>
容量	2*96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥229,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。