


ELISA キット



【糖尿病用】



研究用試薬

商品コード	6027705
製品名	Mouse/Rat Total Insulin Assay Kit
動物種 ^{※1}	M/R
酵素 ^{※2}	HRP
抗原	プロインスリン + インスリン 全インスリン量
検出範囲	1.25 ~ 80 pg/mL
検出感度	0.50 pg/mL
測定対象	EDTA- 血漿と血清
メーカーリンク	https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4663
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥108,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。