

ELISA キット



【抗体医療用】



研究用試薬

商品コード	6087311
製品名	Trastuzumab ELISA (IG-AA105)
動物種 ^{※1}	H
酵素 ^{※2}	HRP
抗原	free Trastuzumab (Herceptin®, Herclon®) プレートコート：ターゲット分子：HER2/neu receptor
検出範囲	0-2000 ng/mL
検出感度	5 ng/mL
測定対象	血清 血漿
メーカーリンク	https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4582
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥218,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。