


# ELISA キット



【アレルギー用】



研究用試薬

商品コード	6082755
製品名	IgG4 Food Screen 280 ELISA
動物種 <sup>※1</sup>	H
酵素 <sup>※2</sup>	HRP
抗原	280 種の食物アレルギーに対する IgG4 を検出
検出範囲	0,35 - 100 U/mL
検出感度	
測定対象	血清 血漿
メーカーリンク	<a href="https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=5091">https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=5091</a>
容量	5x3x96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥590,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	

※ 1 : 動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※ 2 : 酵素 (標識) HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。