


# ELISA キット



## 【サイトカイン用】



研究用試薬

商品コード	6027141
製品名	Human SCF Assay Kit
動物種 <sup>※1</sup>	H
酵素 <sup>※2</sup>	HRP
抗原	SCF (Stem Cell Factor)/c-Kit Proto-oncogene リガンド
検出範囲	50 ~ 3,200 pg/mL
検出感度	7.14 pg/mL
測定対象	培養上清
メーカーリンク	<a href="https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3860">https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3860</a>
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥99,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。