

# ELISA キット



## 【アルツハイマー病用】



研究用試薬

商品コード	6082732
製品名	NF-light® RUO ELISA
動物種 <sup>※1</sup>	H
酵素 <sup>※2</sup>	HRP
抗原	NF-light (Neurofilament-light)
検出範囲	100 - 10000 ng/L"
検出感度	
測定対象	脳脊髄液
メーカーリンク	<a href="https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4252">https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4252</a>
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥384,000
毒劇	0
毒コメント	硫酸：安衛 MSDS
1N- 硫酸	

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。