


# ELISA キット



## 【血液用】



研究用試薬

商品コード	6027263
製品名	Human EL C-Terminal Assay Kit
動物種 <sup>※1</sup>	H
酵素 <sup>※2</sup>	HRP
抗原	Endothelial lipase、HDL リン脂質特異的ホスホリパーゼ A1
検出範囲	0.13 ~ 8 ng/mL
検出感度	0.01 ng/mL
測定対象	EDTA- 血漿, 血清
メーカーリンク	<a href="https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4828">https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=4828</a>
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥108,000
毒劇	-
毒コメント	
1N- 硫酸	

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。