

# ELISA キット



## 【炎症用】



研究用試薬

商品コード	6027189
製品名	Human HB-EGF Assay Kit
動物種 <sup>※1</sup>	H
酵素 <sup>※2</sup>	HRP
抗原	ヘパリン結合性上皮細胞成長因子 (HB-EGF)
検出範囲	0.34 ~ 22.00 nmol/L
検出感度	0.048 nmol/L
測定対象	EDTA- 血漿, 血清, 尿, 脳脊髄液, 培養上清
メーカーリンク	<a href="https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3881">https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3881</a>
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥132,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1: 動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2: 酵素 (標識) HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。