


ELISA キット



【アンジオテンシン用】



研究用試薬

商品コード	6027782
製品名	soluble (Pro)renin Receptor AssayKit
動物種 ^{※1}	H/M/R
酵素 ^{※2}	HRP
抗原	(Pro) renin receptor / (P)RR
検出範囲	125 ~ 8,000 pg/mL
検出感度	24 pg/mL
測定対象	血清, EDTA- 血漿, 尿 (ヒトのみ), 培養上清
メーカーリンク	https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3951
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥132,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP =ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP =アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。