

ELISA キット



【アルツハイマー病用】



研究用試薬

商品コード	6027719
製品名	Human Amyloid β (1-42) (FL) Assay Kit
動物種 ^{※1}	H
酵素 ^{※2}	HRP
抗原	Amyloid Beta (1-42) (FL) のみ
検出範囲	1.56 ~ 100 pg/mL
検出感度	0.29 pg/mL
測定対象	EDTA- 血漿, 脳脊髄液, 培養上清
メーカーリンク	https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3916
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥132,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1：動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2：酵素（標識） HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。