


# ELISA キット



## 【その他】



研究用試薬

商品コード	6027740
製品名	Human $\alpha$ -Synuclein Assay Kit
動物種 <sup>※1</sup>	H
酵素 <sup>※2</sup>	HRP
抗原	$\alpha$ -シヌクレイン $\alpha$ -Synuclein
検出範囲	0.16 ~ 10.00 ng/mL
検出感度	0.03 ng/mL
測定対象	EDTA- 血漿, 血清, 脳脊髄液, 培養上清
メーカーリンク	<a href="https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3929">https://www.ibl-japan.co.jp/search/product/detail/id=3929</a>
容量	96
容量単位	Well
保存温度	2-8℃
定価	¥132,000
毒劇	0
毒コメント	
1N- 硫酸	Stop Solution

※1: 動物種 H = Human M = Mouse R = Rat

※2: 酵素 (標識) HRP = ホースラディッシュペルオキシダーゼ ALP = アルカリフォスファターゼ

「メーカーリンク」をクリックしてもサイトへ移行できない場合は、PDF ファイルをダウンロードしてからお試しください。